

MPG Healthcare

SCHUTZPRODUKTE

MPG Healthcare

Schutzmasken

KN95 Maske



Die KN95 Maske ist ein zum einmaligen Gebrauch zu verwendender Atemschutz. Sie besteht aus vier hautfreundlichen Vliesstoffschichten mit integriertem Mikrofilter. Die mehrschichtige Maske kann effektiv vor Luftverschmutzung durch feine Partikel und Bakterien durch Luftverschmutzung schützen. Die Maske hat einen integrierten weichen und komfortablen Nasenclip sowie anpassbare, elastische und komfortable Ohrschlaufen.

LAGERBEDINGUNGEN

In einem trockenen, belüfteten Raum und in nicht korrosiver Gasumgebung lagern. Von Feuer und brennbaren Materialien fernhalten.

GÜLTIGKEITSDAUER

Unter den vorgeschriebenen Bedingungen gelagert, beträgt die Haltbarkeit 3 Jahre, das Verwendungsdatum ist auf der Verpackung angegeben.

TRAGEDAUER

Eine wirksame Maßnahme sind Erholungen in der Form von Unterbrechungen des Tragens der Atemschutzmasken. Für filtrierende Halbmasken ohne Ausatemventil ist eine Beschränkung der ununterbrochenen Tragedauer auf 75 min mit einer darauf folgenden Erholungsdauer von 30 Minuten vorgesehen.

WARNHINWEISE

- Es kann zu mangelnder Luftzirkulation kommen.
- Es kann zur Atemnot kommen.
- Nicht beim Schlafen verwenden.
- Nicht empfehlenswert für hypoxische Umgebungen und geringe Vitalkapazität.
- Wenn Sie beim Tragen der Maske nicht angenehm atmen können, wechseln Sie bitte die Maske.

Dieses Produkt ist CPA zertifiziert (CORONA PANDEMIE ATEMSCHUTZMASKE)

FFP2 Maske

FFP2 Masken mit Ventil auf Anfrage unter info@mpg-healthcare.com



Die FFP2 Maske besteht aus drei hautfreundlichen Vliesstoffschichten mit integriertem Mikrofilter. Die mehrschichtige Maske kann effektiv vor Bakterien durch Luftverschmutzung schützen. Die Maske hat einen integrierten weichen und komfortablen Nasenclip sowie anpassbare, elastische und komfortable Ohrschlaufen.

LAGERBEDINGUNGEN

In einem trockenen, belüfteten Raum und in nicht korrosiver Gasumgebung lagern. Von Feuer und brennbaren Materialien fernhalten.

GÜLTIGKEITSDAUER

Unter den vorgeschriebenen Bedingungen gelagert, beträgt die Haltbarkeit 3 Jahre, das Verwendungsdatum ist auf der Verpackung angegeben.

TRAGEDAUER

Eine wirksame Maßnahme sind Erholungen in der Form von Unterbrechungen des Tragens der Atemschutzmasken. Für filtrierende Halbmasken ohne Ausatemventil ist eine Beschränkung der ununterbrochenen Tragedauer auf 75 min mit einer darauf folgenden Erholungsdauer von 30 Minuten vorgesehen.

WARNHINWEISE

- Es kann zur Atemnot kommen.
- Nicht beim Schlafen verwenden.
- Nicht empfehlenswert für hypoxische Umgebungen und geringe Vitalkapazität.
- Wenn Sie beim Tragen der Maske nicht angenehm atmen können, wechseln Sie bitte die Maske.

Dieses Produkt ist konform mit der EN149:2001+A1:2009 über Medizinische Gesichtsmasken.

FFP3 Maske

FFP3 Masken mit Ventil auf Anfrage unter info@mpg-healthcare.com



Die FFP3 Maske besteht aus fünf hautfreundlichen Vliesstoffschichten mit integriertem Mikrofilter. Die mehrschichtige Maske kann effektiv vor Bakterien durch Luftverschmutzung schützen. Die Maske hat einen integrierten weichen und komfortablen Nasenclip sowie einem elastischem Kopfband.

LAGERBEDINGUNGEN

In einem trockenen und gut belüfteten Raum und in nicht korrosiver Gasumgebung lagern. Von Feuer und brennbaren Materialien fernhalten.

GÜLTIGKEITSDAUER

Unter den vorgeschriebenen Bedingungen gelagert, beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre, das Verwendungsdatum ist auf der Verpackung angegeben.

TRAGEDAUER

Eine wirksame Maßnahme sind Erholungen in der Form von Unterbrechungen des Tragens der Atemschutzmasken. Für filtrierende Halbmasken ohne Ausatemventil eine Beschränkung der ununterbrochenen Tragedauer auf 75 min mit einer darauf folgenden Erholungsdauer von 30 Minuten vorgesehen.

WARNHINWEISE

- Es kann zur Atemnot kommen.
- Nicht beim Schlafen verwenden.
- Nicht empfehlenswert für hypoxische Umgebungen und geringe Vitalkapazität.
- Wenn Sie beim Tragen der Maske nicht angenehm atmen können, wechseln Sie bitte die Maske.

Dieses Produkt ist konform mit der EN149:2001+A1:2009 über Medizinische Gesichtsmasken.

MNS Maske – Typ I



Die MNS Maske ist ein zum einmaligen Gebrauch zu verwendender Mund-Nasen-Schutz. Sie besteht aus drei hochwertigen feuchtigkeitsbeständigen Vliesstoffschichten, die einen starken Filtereffekt haben und einen sanften und komfortablen Tragekomfort bieten. Die MNS Maske kann individuell an jede Größe bis zu 17,5 cm x 9,5 cm /6.89“ x 3,74“ angepasst werden. Die Mund-Nasen-Schutzmaske hat einen stark dehnbaren und bei Anwendung weichen und komfortablen integrierten Nasenclip sowie verstellbare, elastische und komfortable Ohrschlaufen.

LAGERBEDINGUNGEN

In einem Raum mit nicht mehr als 80% relativer Luftfeuchtigkeit lagern, frei von ätzenden Gasen und gut belüftet, um hohe Temperaturen zu vermeiden.

GÜLTIGKEITSDAUER

Unter den vorgeschriebenen Bedingungen gelagert, beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre, das Verwendungsdatum ist auf der Verpackung angegeben.

TRAGEDAUER

Die maximale Tragedauer beträgt 2 Stunden.

WARNHINWEISE

- Es kann zu mangelnder Luftzirkulation kommen.
- Es kann zur Atemnot kommen.
- Nicht beim Schlafen verwenden.
- Wenn Sie beim Tragen der Maske nicht angenehm atmen können, wechseln Sie bitte die Maske.

Dieses Produkt ist konform mit der EN 14683:2019 über Medizinische Gesichtsmasken.

MNS Maske – Typ II



Die MNS Maske ist ein zum einmaligen Gebrauch zu verwendender Mund-Nasen-Schutz. Sie besteht aus drei hochwertigen feuchtigkeitsbeständigen Vliesstoffschichten, die einen starken Filtereffekt haben und einen sanften und komfortablen Tragekomfort bieten. Die MNS Maske kann individuell an jede Größe bis zu 17,5 cm x 9,5 cm /6.89“ x 3,74“ angepasst werden. Die Mund-Nasen-Schutzmaske hat einen stark dehnbaren und bei Anwendung weichen und komfortablen integrierten Nasenclip sowie verstellbare, elastische und komfortable Ohrschlaufen.

LAGERBEDINGUNGEN

In einem Raum mit nicht mehr als 80% relativer Luftfeuchtigkeit lagern, frei von ätzenden Gasen und gut belüftet, um hohe Temperaturen zu vermeiden.

GÜLTIGKEITSDAUER

Unter den vorgeschriebenen Bedingungen gelagert, beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre, das Verwendungsdatum ist auf der Verpackung angegeben.

TRAGEDAUER

Die maximale Tragedauer beträgt 2 Stunden.

WARNHINWEISE

- Es kann zu mangelnder Luftzirkulation kommen.
- Es kann zur Atemnot kommen.
- Nicht beim Schlafen verwenden.
- Wenn Sie beim Tragen der Maske nicht angenehm atmen können, wechseln Sie bitte die Maske.

Dieses Produkt ist konform mit der EN 14683:2019 über Medizinische Gesichtsmasken.

Individualisierte MNS Stoffmaske



Die Gesichtsmaske besteht außen aus einer dünnen Schicht Polyester und innen aus Baumwolle. Durch die Kombination dieser beiden Materialien passt sich die Maske optimal den Gesichtsrundungen an und bietet ein äußerst angenehmes Tragegefühl. Der Gummizug ist weich und nicht einschneidend. Die Maske ist individuell bedruckbar und in jeder Pantone-Farbe erhältlich. Mindestbestellmenge 100 Stk., Bandfarbe in schwarz oder weiß.

LAGERBEDINGUNGEN

In einem trocken und gut belüfteten Raum lagern.

GÜLTIGKEITSDAUER

Unter den vorgeschriebenen Bedingungen gelagert, beträgt die Haltbarkeit der Maske 2 Jahre.

TRAGEDAUER

Die empfohlene Tragedauer hängt von der körperlichen Betätigung während des Tragens ab. Bei Verunreinigung oder Durchfeuchtung, sollte die Maske gewaschen werden.

PFLEGEHINWEIS

Mit 60 Grad waschbar.

WARNHINWEISE

- Trotz der besonderen Materialien kann es zu mangelnder Luftzirkulation kommen.
- Es kann zu Atemnot kommen.
- Nicht beim Schlafen verwenden.
- Wenn das Atmen während des Tragens schwerfällt oder besonders unangenehm ist, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.
- Sollten sich durch unvorsichtiges Tragen Nähte gelöst haben oder Risse entstanden sein, ist die Maske zu entsorgen.
- KEIN Medizinprodukt!

Verpackungseinheit



KN95 Maske

50 Stück / Box
1.000 Stück / Karton
Kleinmengen nur in
50-Stück-Packungen,
ab 1.000 Stück nur
je Karton bestellbar.



FFP2 Maske

20 Stück / Box
1.000 Stück / Karton
Kleinmengen nur in
20-Stück-Packungen,
ab 1.000 Stück nur
je Karton bestellbar.



FFP3 Maske

10 Stück / Box
1.000 Stück / Karton
Kleinmengen nur
in 10-Stück-Packungen,
ab 1.000 Stück nur
je Karton bestellbar.



MNS Maske

50 Stück / Box
2.000 Stück / Karton
Kleinmengen nur in
50-Stück-Packungen,
ab 2.000 Stück nur
je Karton bestellbar.

Richtiger Umgang mit Schutzmasken

Achten Sie beim Anlegen des Mundschutzes darauf, dass er gut sitzt und eng anliegt.



Ziehen Sie den Schutz über Mund, Nase und Kinn. Befestigen Sie die Bänder hinter den Ohren.

Berühren Sie den Mundschutz während des Tragens nun nicht mehr. Zupfen Sie nicht daran herum.



Die Außenseite könnte verkeimt sein!

Achten Sie beim Abnehmen des Mundschutzes darauf, die Vorderseite nicht zu berühren.



✘ Berühren Sie nicht die Vorderseite des Mundschutzes.

✔ Nehmen Sie den Schutz nur über die Bänder ab.

Nach der Abnahme: Waschen Sie Ihre Hände gründlich für mindestens 20 Sekunden.



Nutzen Sie dafür die nächste Gelegenheit. Auch ein Desinfektionsmittel kann hier nützlich sein.

MPG Healthcare

Schutzbrillen



MPG-HC-1

- Kratzfeste Schutzbrille aus Polycarbonat mit in der Länge verstellbaren Bügeln.
- Schützt vor UV-A / UV-B Strahlung.
- Linsen mit Blaulichtfilter.
- Kann über den meisten optischen Brillen getragen werden und schützt dadurch das Brillenglas.
- Belüftung durch in das Design integrierte, nahezu unsichtbare Lüftungsschlitze.
- ANTI-FOG und ANTI-SCRATCH Beschichtung auf dem Glas.
- Integriertes Nasenteil für einen sicheren und komfortablen Halt.

Dieses Produkt ist konform mit der EU Norm EN166:2001 über persönlichen Augenschutz.



MPG-HC-2

- Schutzbrille aus Polycarbonat.
- Schützt vor UV-A / UV-B Strahlung.
- Linsen mit Blaulichtfilter.

Dieses Produkt ist konform mit der EU Norm EN166:2001 über persönlichen Augenschutz.



MPG-HC-3

- Kratzfeste Schutzbrille aus Polycarbonat.
- Schützt vor UV-A / UV-B Strahlung.
- Linsen mit Blaulichtfilter.
- Ideal für das Tragen über optischen Brillen.
- Schützt vor Spritzern und durch das atmungsaktive Design auch vor Beschlag.
- ANTI-FOG und ANTI-SCRATCH Beschichtung auf dem Glas.
- Integriertes Nasenteil für einen sicheren und komfortablen Halt.

Dieses Produkt ist konform mit der EU Norm EN166:2001 über persönlichen Augenschutz.



MPG-HC-4

- Schutzbrille aus – für medizinische Anwendungen geeignetem – PVC Rahmen und Polycarbonat-Linsen.
- Schützt vor UV-A / UV-B Strahlung.
- Stoß- und kratzfeste Oberfläche, beidseitige Anti-Beschlag-Beschichtung.
- Effektiver Schutz des Auges vor Staub, Flüssigkeiten und Gasen.
- Weites Sehfeld, ohne tote Winkel.
- Kann auch über optischen Brillen getragen werden.
- Speziell geeignet für den Einsatz durch medizinisches Fachpersonal.

Dieses Produkt ist konform mit der EU Norm EN166:2001 über persönlichen Augenschutz; Kategorie „B“ – Stoß mit mittlerer Energie.

MPG Healthcare

Schutzvisiere

Face Shield mit Brillengestell

(MPG-HC-5)



PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Das transparente Visier aus Polycarbonat und APET **schützt Sie vor potenziell infektiösen Tröpfchen (Eigenschutz)** und kann Ihre Umgebung vor infektiösen Speichel bzw. Schleimtröpfchen schützen.

Das Schutzvisier hat eine Größe von 22 cm x 19 cm x 14 cm und bietet somit einen **Rund-um-Schutz von der Stirn bis unter das Kinn**. Durch das **geringe Gewicht und der einfachen Handhabung** ist das Schutzvisier **angenehm zu tragen** und simpel anzuwenden. **Vor allem für Brillenträger** ideal, da das Visier über der eigenen Brille getragen werden kann. **Flexible Nasenpads, aufgrund des Materials**. Auf dem Visier befindet sich auf beiden Seiten eine Schutzfolie, die vor Gebrauch entfernt werden muss.

VORTEILE

- Keine Druckstellen und kein Beschlagen, dank des komfortablen Brillengestells
- Einfacher Tausch des Visiers, durch simples klick-on/off-System
- Wiederverwendbar und leicht zu reinigen
- Ersatzvisiere separat verfügbar

Zertifiziert nach EN166

PRODUKTINFORMATIONEN

Visier mit Nasenteil: Transparentes Visierteil, lose verpackt, **Material:** PC und APET, **Farbe:** Blau / transparent

Größe: 22 cm x 19 cm x 14 cm, **Gewicht:** 120 g



Anwendung
OHNE BRILLE



Anwendung
MIT BRILLE

Face Shield mit Kopfband

(MPG-HC-6)



Bestehend aus einem hervorragend gestalteten, wiederverwendbaren Rahmen und einem schnell wechselbaren Einwegvisier. Das transparente, beschlagfreie Kunststoffvisier schützt die wichtigen Teile des Gesichts vor Spritzern, Partikeln und Fremdkörpern.

Der bequem zu tragende Antibeschlag-Gesichtsschutz verfügt über ein verstellbares Kopfband und sorgt so für eine bequeme Passform für die meisten Kopfgrößen.

Im Lieferumfang ist neben dem wiederverwendbaren Rahmen ein Ersatzvisier enthalten. Zusätzliche Ersatzvisiere sind separat erhältlich.

FARBE

Blau / transparent

Face Shield mit Schaumstoff

(MPG-HC-7)



Das Schutzvisier besteht aus einem hochwertigen Schaumstoff, einem 20C-PET-Kunststoffschirm und einem dehnbaren elastischen Stirnband. Dadurch ist es leicht, bequem und sicher sowie für fast alle Kopfgrößen geeignet. Dieser Vollgesichtsschutz ist sehr leicht, wodurch der Kopf beim Tragen entlastet ist.

Das transparente, beschlagfreie Schutzvisier passt über die meisten optischen Brillen und Schutzbrillen und schützt effektiv vor Tröpfchenübertragung, Spritzern und Niesen.

MATERIAL

20C-PET-Kunststoff

FARBE

Blau / transparent

GRÖSSE

Geeignet für einen Kopfumfang von 50 – 60 cm (19,7“ – 23,6“)

MPG Healthcare

Spezialtuch

ANTI-FOG Spezialtuch



Das Anti-Fog Spezialtuch verhindert das Beschlagen von Brillengläsern durch das Tragen von Masken und bei Temperaturunterschieden in der kalten Jahreszeit.

- Wiederverschließbare Kunststoffhülle.
- Bis zu 200 Mal verwendbar.
- Effekt hält 8 - 12 Stunden nach Anwendung.

WARNHINWEISE

- Achten Sie darauf, das Anti-fog Tuch nicht mit Wasser in Verbindung zu bringen, da Feuchtigkeit und Nässe die Wirkung des Tuchs schnell reduziert.
- Nicht waschen.
- Von Kindern fernhalten.
- Um Kratzer zu vermeiden, reinigen Sie vor der Anwendung Ihre Brille.
- Größe: 17 x 18 cm, 25 Stk. / Packung.

MPG Healthcare

IMPORTEUR

Michael Pachleitner Group
Liebenauer Tangente 4
8041 Graz
Austria

info@mpg-healthcare.com
Datum: 16.11.2020